

**BOWA**  
M E D I C A L

SPEZIALANBIETER FÜR  
Laparoskopische Uterusmorcellation

# EXCLUSIV bei BOWA MEDICAL

## Safety In-Bag Morcellation

Mehr Sicherheit in der laparoskopischen  
Hysterektomie und Myomektomie

Die FDA  
empfiehlt die  
Morcellation im  
geschlossenen  
System

**Verbrauchsteile-Sets**  
für ROTOCUT G1 und G2

Direkt bei uns erhältlich



# Die Komplett-Lösung für die In-Bag Morcellation

Für eine Optimierung der Sicherheit bei der laparoskopischen Hysterektomie und Myomektomie sorgt die In-Bag Morcellation. Mit **MetraLOOP®**, **MetraBag** und **ERGO 300** bietet BOWA MEDICAL die Komplett-Lösung zur Morcellation von benignem Gewebe im geschlossenen System.


*Nicht nur sicher, sondern auch wirtschaftlich.*

## ERGO 300 Morcellator

Exakte Morcellation und Extraktion von Gewebe bei laparoskopischen Eingriffen.

Für die Morcellation und Extraktion von Gewebe sowie die Entfernung von Myomen oder Uterusentfernung während laparoskopischer Eingriffe.

Mit den Arbeitsdurchmessern 12 mm und 15 mm kann jeder Eingriff exakt auf die individuellen Anforderungen abgestimmt werden. Das Morcellationssystem ERGO 300 ist wiederverwendbar und optimal mit dem MetraBag-Tissue-Containment-System einsetzbar.





Mit MetraBag, MetraLOOP® und ERGO 300 bietet BOWA MEDICAL die sichere Lösung zur Gewebe-Morcellation bei Ihren gynäkologischen Eingriffen.

## MetraLOOP® ist optimiert für BOWA ARC 400 MetraLOOP®-Modus



### MetraLOOP®


Präzises Schlingensystem für die suprazervikale Hysterektomie (LASH).

Das monopolare **MetraLOOP® Schlingensystem** ist ein besonders präzises laparoskopisches Instrument für die schnelle und sichere Absetzung der Gebärmutter vom Gebärmutterhals. Durch die gleichzeitige Koagulation des Schnittrandes ist ein nachgelagertes Koagulieren der Resektionsfläche meist nicht notwendig.


## MetraBag In-Bag Morcellation

Kontrollierte Gewebe-Morcellation im geschlossenen System.

Der **MetraBag Morcellationsbeutel** bietet Ihnen bei der Hysterektomie und der Myomektomie die Lösung für eine kontrollierte Gewebe-Morcellation im geschlossenen System, um das Risiko einer intraoperativen Gewebestreue zu reduzieren.



Anlegen des Arbeitsports



Intraoperatives Entrollen des MetraBags

Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) spricht die dringende Empfehlung aus, die Morcellation der Gebärmutter nur in einem geschlossenen System (Tissue Containment System) durchzuführen.

➤ **MetraBag Morcellationsbeutel**, Einführhilfe, 3 Verschlusszugbänder steril, 10 Stück REF-Nr. **905-710**

➤ **Morcellator ERGO 300 Set** REF-Nr. **905-000**

**Einzelbestandteile des Sets:**

**Steuergerät ERGO 300** (TCM 3000 BL Morcellator) REF-Nr. **905-001**

**Mikro-Elektromotor ERGO 300** mit 3-m-Kabel, autoklavierbar REF-Nr. **905-002**

**Vario-Fußschalter** mit 3-m-Kabel REF-Nr. **905-003**

**Getriebeeinheit** mit Dichtungen, komplett REF-Nr. **905-004**

**Handgriff** REF-Nr. **905-005**

**Obturator**, ø 15 mm REF-Nr. **905-015**

**Schutzrohr**, ø 15 mm REF-Nr. **905-215**

**Sprayrohr Aufsatz** für NouvaOil REF-Nr. **905-030**

**Morcellator Applikations Set (Beinhaltet: Schneidrohr, Dachdichtung und Membrandichtung)**

**Morcellator Anwendungsset ø 12 mm**, Verpackung beinhaltet 5 Sets, steril verpackt zum Einmalgebrauch REF-Nr. **905-622**

**Morcellator Anwendungsset ø 15 mm**, Verpackung beinhaltet 5 Sets, steril verpackt zum Einmalgebrauch REF-Nr. **905-625**

**Morcellator Zubehör**

**Tenaculum-Zange** REF-Nr. **905-412**

**Greifzange** REF-Nr. **905-415**

**Morcellator Dichtung** mit Einschnitt / 10 Stück REF-Nr. **905-009**

**Morcellator Dichtung** ø 12–20 mm / 10 Stück REF-Nr. **905-512**

**Schmier-Spray** NouvaOil REF-Nr. **905-032**

➤ **MetraLOOP®**

**MetraLOOP®**, Innenschaft, Außenschaft REF-Nr. **520-110**

**MetraLOOP®**, COMFORT, Innenschaft, Außenschaft, Kabel 4,5 m REF-Nr. **520-115**

**MetraLOOP® Ersatzschlingen (Einweg, steril)**

ø 100 mm 10 Stück REF-Nr. **520-117** ø 175 mm 10 Stück REF-Nr. **520-118**

**MetraLOOP® Kabel**


BOWA, Erbe International, Martin International, Valleylab, Conmed (4,5 m) REF-Nr. **370-050**

Erbe T-Serie und andere mit Buchsendurchmesser von 4 mm (4,5 m) REF-Nr. **280-035**


Erbe VIO / ICC / ACC (4,5 m) REF-Nr. **101-060**

# Mehr Sicherheit bei der Morcellation

## MetraBag In-Bag Morcellation



## MetraLOOP®



## ERGO 300 Morcellator

Verschiedene Schnittgeschwindigkeitsbereiche auswählbar



Mehr Infos finden Sie unter: [www.morcellation.de](http://www.morcellation.de)

# BOWA MEDICAL

damit Sie weiterhin Ihr  
problemfrei

BOWA MEDICAL bietet ein Verbrauchsteile-Set in **11 mm** und **15 mm Ausführung**  
für das **ROTOCUT G1** und **G2-Morcellations-System**.



Das Verbrauchsteile-Set  
wird steril geliefert und kann  
ohne Einschränkungen  
eingesetzt werden.

## Bestellinformationen für die **Verbrauchsteile**

**Verbrauchsteile Set / RTOCUT G1 und G2 / ø 11 mm / L=9,5**

**BOWA REF-Nr. 905-811**

Pro Set steril verpackt zum Einmalgebrauch; 1 Set bestehend aus:

<b>1 Stk. Messer</b> , ø 11 mm, Nutzlänge 9,5 cm	KARL STORZ Referenz Art.-Nr. <b>091112-05</b>
<b>1 Stk. Dichtungskappe</b>	KARL STORZ Referenz Art.-Nr. <b>26713037</b>
<b>3 Stk. Ventilplättchen*</b> (1 x Ersatz)	KARL STORZ Referenz Art.-Nr. <b>26720 P</b>

\*Die Ventilplättchen können nur mit dem RTOCUT G2-System verwendet werden.

# bietet die Lösung – ROTOCUT G1 und G2-System verwenden können !

[www.morcellation.de/rotocut](http://www.morcellation.de/rotocut)



## Sets – Verpackung zu je 5 Sets

**Verbrauchsteile Set / RTOCUT G1 und G2 / ø 15 mm / L=9,5**

**BOWA REF-Nr. 905-815**

Pro Set steril verpackt zum Einmalgebrauch; 1 Set bestehend aus:

<b>1 Stk. Messer</b> , ø 15 mm, Nutzlänge 9,5 cm	KARL STORZ Referenz Art.-Nr. <b>091115-05</b>
<b>1 Stk. Dichtungskappe</b>	KARL STORZ Referenz Art.-Nr. <b>26713037</b>
<b>3 Stk. Ventilplättchen*</b> (1 x Ersatz)	KARL STORZ Referenz Art.-Nr. <b>26720 P</b>

\*Die Ventilplättchen können nur mit dem RTOCUT G2-System verwendet werden.

# EXKLUSIV bei BOWA MEDICAL

Alles für die sichere **In-Bag Morcellation**

**ERGO 300**  
Morcellator

**MetraBag**  
In-Bag Morcellation

**MetraLoop®**  
Schlingensystem



Mehr Infos unter: [www.morcellation.de](http://www.morcellation.de)



Sterile Verbrauchsteile-Sets für  
**ROTOCUT G1/G2 Systeme**



**Direkt** in unserem  
Shop bestellbar



**BOWA MEDICAL**

BOWA-electronic GmbH & Co. KG  
Heinrich-Hertz-Straße 4-10  
72810 Gomaringen

Tel. +49 7072 6002-0

[www.bowa-medical.com](http://www.bowa-medical.com)

[info@bowa-medical.com](mailto:info@bowa-medical.com)